

¿Su niño está cómodo?

¿Tiene suficiente libertad de movimiento?

¿Está protegido contra las caídas?

Recuerde, las correas no reemplazan a la supervisión.

CORREAS Y SOPORTES

Los equipos Rifton están diseñados para ayudar a las personas con discapacidades a alcanzar el mayor grado de independencia y dignidad personal posible. Las correas y los soportes deben usarse solamente para este fin. Los usos generales de las correas y los soportes incluyen:

- **Soporte para la postura:** Algunos niños necesitan soportes y correas para mantener la postura mientras mueven la cabeza y las manos, y para evitar el desarrollo de deformidades.
- **Seguridad:** A veces, las correas son necesarias para evitar que los niños se caigan del equipo o se lastimen (como las correas en el asiento de un auto).

Pautas generales

Nunca deje de vigilar a un niño cuando se hayan colocado correas o soportes. Si un niño necesita una correa, se requiere supervisión especial.

Utilice correas o soportes adecuados para que el niño no se caiga del equipo ni se resbale y se lastime. Si no está seguro sobre qué grado de soporte usar, consulte a un terapeuta y considere los siguientes puntos:

1. Pregúntese si el soporte mejora o limita la capacidad del niño para moverse en una posición determinada.
2. ¿El soporte permite que el niño realice movimientos donde es capaz de controlarlos?
3. Cuando el niño se encuentra en una posición durante varios minutos, ¿se puede mantener una buena alineación postural o se necesitan más soportes para evitar que se desarrollen deformidades?
4. No deje a un niño en un equipo o en una posición durante un tiempo prolongado. Los cambios de posición deben ser parte del programa.

Recuerde, la presencia de una correa particular en un equipo de adaptación no necesariamente implica que se deba usar en todos los casos.

Advertencia en contra de las restricciones

Usar correas, bandejas o soportes para limitar el movimiento de un niño se considera una restricción conductual, lo cual podría ocasionarle problemas éticos y legales a su centro. Los equipos Rifton no están pensados para este uso.



©2014 Rifton